

Wb, Elisa용 Anti-Hsp90A/B 토끼 단일클론 항체 - P07900 / P08238

품목 번호: CM0010290



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 Hsp90α/β에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 샤페론 연구, 신호 전달 및 미토콘드리아 수입 연구에 적합합니다. 인간, 쥐, 랫트, 원숭이와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Hsp90α/β Rabbit mAb
비고/별칭	EL52; HEL-S-65p; HSP86; HSP89A; HSP90A; HSP90N; HSPC1; HSPCA; HSPCAL1; HSPCAL4; HSPN; Hsp103; Hsp89; Hsp90; LAP-2; LAP2; Hsp90α/β
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3320/3326
유전자 ID	3320/3326
면역원	인간 Hsp90α (P07900)의 아미노산 533-732에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat), 원숭이(Monkey)
SWISS	P07900/P08238
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스 백(Ice bag)