


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Hsp90B 다클로날 항체 - P08238

품목 번호: CM0024163



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Hsp90β 토끼 pAb입니다. 인간 HSP90-beta (P08238)를 인식하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 샤페론 매개 신호 전달 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Hsp90β 토끼 pAb
비고/별칭	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3326
GeneID	3326
면역원(Immunogen)	인간 Hsp90β (NP_031381.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P08238
단백질 분자량(Protein Weight)	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)