


## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hsp90B 토끼 다클론 항체 - P08238

품목 번호: CM0018086



### 소개

Western blotting, IHC-P 및 ELISA용 Anti-Hsp90 $\beta$  토끼 다클론 항체(KO 검증 완료); 인간, 마우스, 랫드에 반응합니다. 신호 전달, 스트레스 반응 및 세포 주기 조절에서 분자 샤페론 기능을 연구하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증 완료] Hsp90 $\beta$ 토끼 pAb                                       |
| 비고/별칭       | HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; 0 $\beta$                        |
| 종           | 인간                                                                    |
| GeneID (인간) | 3326                                                                  |
| GeneID      | 3326                                                                  |
| 면역원         | 인간 Hsp90 $\beta$ (NP_031381.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 숙주          | 토끼                                                                    |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                           |
| SWISS       | P08238                                                                |
| 단백질 분자량     | 83kDa                                                                 |
| 배송          | 아이스팩                                                                  |