

Wb 및 Elisa용 항-Hspa12A 단클론 항체 - O43301

품목 번호: CM0003652

소개

인간 HSPA12A에 대한 토끼 단클론 항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 HSPA12A를 검출합니다. SORL1 매개 수송 및 열충격 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPA12A 토끼 mAb
비고/별칭	HSPA12A ; HSPA12A
종	인간
GeneID (인간)	259217
GeneID	259217
면역원	합성 펩타이드 인간 HSPA12A (O43301)의 아미노산 50-150 범위 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43301
단백질 분자량	75 kDa
배송 방식	아이스 팩