

Wb용 항-Hspa1L 다클론 항체 - P34931

품목 번호: CM0018908



소개

인간 및 생쥐 HSPA1L을 인식하는 WB 및 ELISA용 토끼 다클론 항-HSPA1L 항체입니다. 분자 샤페론 기능, 단백질 품질 관리 및 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPA1L 토끼 pAb
비고/별칭	HSP70T; hum70t; HSP70-1L; HSP70-HOM; HSPA1L
종	인간
유전자ID (인간)	3305
유전자ID	3305
면역원	인간 HSPA1L (NP_005518.3)의 아미노산 342-641에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P34931
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 팩