


Anti-Hspa2 Rabbit Polyclonal Antibody - P54652

품목 번호: CM0028942



소개

HSPA2 Rabbit pAb는 토끼에서 유래한 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 이 항체는 인간, 마우스 및 랫트의 HSPA2와 반응하며, HSPA2는 샤페론 기능, 단백질 품질 관리 및 정자 형성에 관여하는 열충격 단백질입니다. 스트레스 반응 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HSPA2 Rabbit pAb
비고/별칭	HSP70-2, HSP70-3, HSPA2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3306
GeneID	3306
면역원	인간 HSPA2 (NP_068814.2)의 아미노산 400-639에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P54652
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)