

Anti-Hspa4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P34932

품목 번호: CM0002807

소개

인간 HSPA4(열충격 70 kDa 단백질 4)에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 스트레스 반응 및 단백질 접힘 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPA4 Rabbit mAb
비고/별칭	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
종	인간
GeneID (Human)	3308
면역원	인간 HSPA4 (P34932)의 아미노산 700-800 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P34932
단백질 분자량	94 kDa
배송	아이스백