

Wb, Elisa용 항-Hspa4 토끼 다클론 항체 - P34932

품목 번호: CM0023863

소개

인간 HSPA4(열충격 70kDa 단백질 4, APG-2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 스트레스 생물학 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPA4 토끼 pAb
비고/별칭	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
종	인간
유전자ID (인간)	3308
면역원	인간 HSPA4(NP_002145.3)의 아미노산 680-840에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P34932
단백질 분자량	94kDa
배송 방식	아이스 팩