

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hspa4L 다클론 항체 - O95757

품목 번호: CM0021622

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 HSPA4L 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응하며 열충격 단백질 70 패밀리 샤페론 기능 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPA4L 토끼 pAb
비고/별칭	APG1; APG-1; HSPH3; Osp94; HSPA4L
종	사람
GeneID (사람)	22824
GeneID	22824
면역원	재조합 단백질 - 사람 HSPA4L (NP_055093.2)의 아미노산 500-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	O95757
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스 팩