

Anti-Hspa6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P17066

품목 번호: CM0028779



소개

HSPA6 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 열 충격 단백질 70 패밀리 샤페론 기능 및 스트레스 반응 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HSPA6 Rabbit pAb
비고/별칭	HSP70B', HSPA6
종	인간
유전자 ID (인간)	3310
유전자 ID	3310
면역원	인간 HSPA6 (NP_002146.2)의 아미노산 474-643에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17066
단백질 무게	71kDa
배송	아이스백