

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hspb2 토끼 다클론 항체 - Q16082

품목 번호: CM0024063



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 항-HSPB2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 단백질 (아미노산 1-182). 스트레스 반응 및 DMPK 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPB2 토끼 pAb
비고/별칭	MKBP, HSP27, Hs.78846, LOH11CR1K, HSPB2
종	인간
유전자ID (인간)	3316
유전자ID	3316
면역원	인간 HSPB2 (NP_001532.1)의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16082
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩