

Anti-Hspb8/Hsp22 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Ujy1

품목 번호: CM0002046



소개

인간 HSPB8/HSP22에 반응하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 샤페론 의존 자가포식 및 근육 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPB8/HSP22 토끼 단클론 항체
비고/별칭	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; CRYAC; HSPB8/HSP22
종	인간
유전자 ID (인간)	26353
유전자 ID	26353
면역원	합성 펩타이드 인간 HSPB8/HSP22 (Q9UJY1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJY1
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩