

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Hspb8/Hsp22 토끼 단일클론 항체 - Q9Ujy1

품목 번호: CM0011577



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 재조합 항-HSPB8/HSP22 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 HSPB8을 표적으로 하며 마우스, 랫드, 원숭이와 교차 반응합니다. 단백질 품질 관리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSPB8/HSP22 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22
종	인간
GeneID (인간)	26353
GeneID	26353
면역원	인간 HSPB8/HSP22의 아미노산 1-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_055180.1)
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드, 원숭이
SWISS	Q9UJY1
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩