

Anti-Hspb8/Hsp22 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - Q9Ujy1

품목 번호: CM0020591



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 인간 HSPB8/HSP22 (H11, HMN2, CMT2L)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 단백질 품질 관리, 근육 생물학 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPB8/HSP22 토끼 pAb
비고/별칭	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; HSPB8/HSP22
종	인간
유전자ID (인간)	26353
유전자ID	26353
면역원	인간 HSPB8/HSP22 (NP_055180.1)의 아미노산 1-19번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJY1
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩