


Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P61604

품목 번호: CM0011601



소개

인간 HSPE1(HSP10/CPN10)에 대한 재조합 래빗 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 사용 가능. 마우스 및 래트와 교차 반응. 미토콘드리아 샤페론 및 스트레스 반응 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSPE1/HSP10/CPN10 Rabbit mAb
비고/별칭	EPF; CPN10; GROES; HSP10; HSPE1/HSP10/CPN10
종	인간
유전자 ID (인간)	3336
유전자 ID	3336
면역원	인간 HSPE1/HSP10/CPN10 (P61604)의 아미노산 50-150 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	래빗
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61604
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백