

Anti-Htr1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P28222

품목 번호: CM0019137



소개

인간 HTR1B(5-HT1B 세로토닌 수용체)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, Western blot 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었으며 쥐와 랫드에서 교차 반응성을 보입니다. 신경과학 및 수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HTR1B Rabbit pAb
비고/별칭	S12, 5-HT1B, HTR1D2, HTR1DB, 5-HT-1B, 5-HT1DB, 5-HT-1D-beta, HTR1B
종	인간
유전자 ID (인간)	3351
유전자 ID	3351
면역원	인간 HTR1B(P28222)의 아미노산 1-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P28222
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백