


Wb, Elisa용 Anti-Htr1D 토끼 다클로날 항체 - P28221

품목 번호: CM0020528



소개

인간 HTR1D(세로토닌 수용체 1D/5-HT1D)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경과학 및 GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HTR1D Rabbit pAb
비고/별칭	HTRL; RDC4; HT1DA; 5-HT1D; HTR1DA; HTR1D
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3352
GeneID	3352
면역원	합성 펩타이드: 인간 HTR1D (NP_000855.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P28221
단백질 크기	42kDa
배송	아이스백