


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Htr2A Rabbit Polyclonal Antibody - P28223

품목 번호: CM0023692



소개

인간 HTR2A (5-HT2A 세로토닌 수용체)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경과학 및 신호전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HTR2A Rabbit pAb
비고/별칭	HTR2; 5-HT2A; HTR2A
종	인간
GeneID (Human)	3356
GeneID	3356
면역원	합성 펩타이드 - 인간 HTR2A (NP_000612.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P28223
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백