


Anti-Htr2B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P41595

품목 번호: CM0026316



소개

사람 세로토닌 수용체 2B (HTR2B)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. GPCR 신호 전달, 신경생물학 및 심혈관 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	HTR2B Rabbit pAb
비고/별칭	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3357
면역원	재조합 단백질 사람 HTR2B (NP_000858.3)의 아미노산 382-481에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P41595
단백질 크기	54 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)