

Anti-Htr2C (5-Ht2C) 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - P28335

품목 번호: CM0016486



소개

인체 HTR2C(5-HT2C 세로토닌 수용체)에 대한 토끼 다클론 항체로, Western blot 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며, 면역원은 아미노산 120-220 위치에 있습니다. 신경약리학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HTR2C 토끼 pAb
비고/별칭	HTR1C; 5-HT1C; 5-HT2C; 5HTR2C; 5-HTR2C; HTR2C
종	인간
GeneID (인간)	3358
GeneID	3358
면역원	인간 HTR2C(NP_000859.2)의 아미노산 120-220 내 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P28335
단백질 무게	52kDa
배송	아이스팩