


Wb, If, Ihc-P, Elisa용 항-Htr3A 단일클론 항체 - P46098

품목 번호: CM0007026



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에 검증된 토끼 단일클론 항-HTR3A 항체. 사람, 마우스, 래트 샘플에서 세로토닌 수용체 3A를 검출하며 신경과학 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HTR3A 토끼 mAb
비고/별칭	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
종	사람
유전자ID (사람)	3359
유전자ID	3359
면역원	합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P46098
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩