


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Htr3A 토끼 다클론 항체 - P46098

품목 번호: CM0030139



소개

인간 HTR3A(5-HT3 수용체)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 뉴런 신호 전달에서 세로토닌 개폐 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HTR3A 토끼 pAb
비고/별칭	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
종	인간
유전자 ID (인간)	3359
유전자 ID	3359
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P46098
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩