

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Htr4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q13639

품목 번호: CM0025207



소개

인간 세로토닌 수용체 4(HTR4)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체입니다. 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었으며, 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 신경과학, 심혈관 및 GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HTR4 Rabbit pAb
비고/별칭	5-HT4; 5-HT4R; HTR4
종	인간
GeneID (인간)	3360
GeneID	3360
면역원	인간 HTR4 (NP_000861.1)의 아미노산 350-384에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	Q13639
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백