


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Htra2 토끼 다클론 항체 - O43464

품목 번호: CM0014230



소개

인간 HTRA2(OMI/PARK13) 세린 프로테아제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 사멸 및 파킨슨병 연구에 유용합니다. 유니프룻 O43464.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HTRA2 토끼 pAb
비고/별칭	OMI; MGCA8; PARK13; PRSS25; HTRA2
종	인간
유전자ID (인간)	27429
유전자ID	27429
면역원	인간 HTRA2 (NP_037379.1)의 아미노산 334-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43464
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백