

유세포 측정용 항인간 Agtr2 단클론 항체 - P50052

품목 번호: CM0010704



소개

유세포 측정을 위해 인간 AGTR2(AT2 수용체)를 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체입니다. 심혈관 및 세포 신호 연구에 적합하며 인간 AGTR2와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 AGTR2 mAb
비고/별칭	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
종	인간
유전자ID (인간)	186
유전자ID	186
면역원	재조합 단백질 인간 AGTR2 (NP_000677.2)의 아미노산 1-45에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P50052
단백질 분자량	41kDa
운송	아이스 팩