


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항인간 알부민 토끼 다클론 항체 - P02768

품목 번호: CM0018334



소개

CamelBio의 항인간 알부민 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 알부민 기능, 아연 수송 및 약물 결합 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	알부민 토끼 pAb
비고/별칭	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; 알부민
종	인간
GeneID (인간)	213
GeneID	213
면역원	인간 알부민(NP_000468.1)의 아미노산 25-609에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02768
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩