

Anti-Human B7-H2/Cd275 (Icosl) Monoclonal Antibody () For Flow Cytometry - O75144

품목 번호: CM0004414



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 B7-H2/CD275 (ICOS 리간드)를 표적하며 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T세포 공동자극 및 면역 체크포인트 연구에 이상적입니다. 인간 반응성.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human B7-H2/CD275 mAb
비고/별칭	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
종	인간(Human)
GeneID (인간)	23308
GeneID	23308
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O75144
단백질 분자량	20kDa/33kDa34kDa
배송	아이스백