


If/Icc 및 Fc용 Anti-Human Cd100/Sema4D 단일클론 항체 () - Q92854

품목 번호: CM0010698



소개

면역형광(IF/ICC) 및 유세포분석(FC) 적용을 위한 인간 세마포린-4D(CD100/SEMA4D)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 이 항체는 신경 발달 및 면역 반응을 조절하는 세포 표면 수용체인 인간 SEMA4D를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD100/SEMA4D mAb
비고/별칭	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D
종	인간
GeneID (Human)	10507
GeneID	10507
면역원	인간 Semaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3)의 아미노산 22-734에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q92854
단백질 분자량	82kDa/96kDa
배송	아이스백