


유세포 분석용 항인간 Cd105/Endoglin 단일클론 항체 - P17813

품목 번호: CM0009725



소개

직접 유세포 분석을 위한 결합 토끼 항인간 CD105/Endoglin 단일클론 항체입니다. 세포외 도메인을 표적으로 하여 혈관신생, TGF-베타 신호전달 및 혈관 생물학 연구에서 내피세포를 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD105/Endoglin 단일클론 항체
비고/별칭	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglin
종	인간
GeneID (인간)	2022
GeneID	2022
면역원	인간 CD105/Endoglin의 아미노산 26~337번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001108225.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P17813
단백질 분자량	67kDa/70kDa
배송	아이스팩