

유세포 분석용 항인간 Cd116 단일클론 항체() - P15509

품목 번호: CM0010286



소개

유세포 분석용 이 결합된 토끼 항인간 CD116(GM-CSF 수용체 알파) 단일클론 항체입니다. 조혈세포의 증식 및 분화에 관여하는 CSF2RA를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD116 mAb
비고/별칭	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
종	인간
GeneID(인간)	1438
GeneID	1438
면역원	재조합 단백질; 인간 CD116(NP_006131.2)의 아미노산 23~320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15509
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩