

유세포 분석용 Anti-Human Cd116 단클론 항체 - P15509

품목 번호: CM0007733



소개

인간 CD116 (CSF2RA/GM-CSFR α)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 조혈 세포 증식 및 분화 연구에 적합합니다. SWISS: P15509.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD116 mAb
비고/별칭	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
종	인간
GeneID (Human)	1438
GeneID	1438
면역원	재조합 단백질 인간 CD116 (NP_006131.2)의 아미노산 23-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15509
단백질 분자량	26kDa/31kDa/38kDa/43kDa/46kDa/49kDa
배송	아이스백