

## 유세포분석용 항-인간 Cd117/C-Kit 단일클론항체 - P10721

품목 번호: CM0012391



### 소개

인간 CD117/c-Kit를 표적하는 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 대해 검증됨. 조혈모세포 및 비만세포 연구, 그리고 종양학 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항-인간 CD117/c-Kit 단일클론항체                                          |
| 비고/별칭       | PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC                                      |
| 종           | 인간                                                                  |
| GeneID (인간) | 3815                                                                |
| GeneID      | 3815                                                                |
| 면역원         | 인간 CD117/c-Kit (NP_000213.1)의 아미노산 26-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                  |
| 범주          | 단일클론항체                                                              |
| 응용 분야       | 유세포분석                                                               |
| 교차 반응성      | 인간                                                                  |
| SWISS       | P10721                                                              |
| 단백질 분자량     | 110kDa                                                              |
| 배송          | 아이스백                                                                |