

Fc용 항-인간 Cd11B 단일클론 항체 - P11215

품목 번호: CM0008115



소개

유세포 분석에 검증된 인간 CD11b (인테그린 알파-M, Mac-1)에 대한 마우스 단일클론 항체입니다. 보체 수용체 기능, 호중구 부착, 단핵구/대식세포 생물학 연구에 이상적입니다. SWISS: P11215.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mouse anti-Human CD11b mAb
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종	인간
GeneID (인간)	3684
GeneID	3684
면역원	합성 펩타이드 (인간 CD11b 유래 합성 펩타이드)
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P11215
단백질 무게	127kDa
배송	아이스백