


유세포분석용 항인간 CD123 (IL3Rα) 단클론 항체 - P26951

품목 번호: CM0009158



소개

인간 CD123(IL-3 수용체 알파 서브유닛)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에서 검증되었으며 조혈 전구 세포 및 IL-3 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD123 mAb
비고/별칭	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3563
유전자 ID	3563
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P26951
단백질 분자량	43 kDa
배송 방식	아이스백