

Fc용 항인간 CD124/IL-4Rα 단일클론 항체 - P24394

품목 번호: CM0010477



소개

인간 CD124/IL-4Rα를 표적으로 하는 접합 재조합 토끼 단일클론 항체. IL-4/IL-13 신호전달, Th2 분화 및 알레르기 염증의 유세포 분석 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD124/IL-4Rα mAb
비고/별칭	CD124; IL4RA; IL-4RA
종	인간
유전자 ID (인간)	3566
면역원	재조합 단백질 인간 CD124/IL-4Rα의 아미노산 24-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000409.1).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P24394
단백질 분자량	26kDa/88kDa/90kDa
배송	아이스팩