

유세포 분석용 항인간 CD124/IL-4Rα 단일클론 항체 - P24394

품목 번호: CM0011802



소개

인간 CD124/IL-4Rα를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 활성화 T 세포 및 알레르기 염증 연구에서 IL-4 수용체 알파 소단위를 검출하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD124/IL-4Rα mAb
비고/별칭	CD124; IL4RA; IL-4RA
종	인간
GeneID (인간)	3566
GeneID	3566
면역원	재조합 단백질 인간 CD124/IL-4Rα의 아미노산 24-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000409.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P24394
단백질 분자량	26kDa/88kDa/90kDa
배송	아이스팩