


유세포 분석용 항인간 Cd134/Ox40 단일클론 항체 (Pe) - P43489

품목 번호: CM0012560



소개

인간 CD134/OX40을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 이 공동자극 수용체는 T세포 면역 연구에 중요한 역할을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD134/OX40 mAb
비고/별칭	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L
종	인간
GeneID	7293
면역원	인간 CD134/OX40(NP_003318.1)의 아미노산 29-216에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P43489
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩