

유세포 분석용 Anti-Human Cd138 Pe 단일클론 항체 - P18827

품목 번호: CM0011867



소개

인간 CD138/Syndecan-1에 대한 토끼 단일클론 항체, PE 결합, 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 엑소솜 생물학 및 세포 표면 프로테오글리칸 분석과 관련된 암 및 면역학 연구에서의 연구용으로 설계되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD138 mAb
비고/별칭	SDC; CD138; SYND1; syndecan
종	Human
유전자 ID (인간)	6382
유전자 ID	6382
면역원	인간 CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)의 아미노산 23-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P18827
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스 팩