

Anti-Human Cd138/Syndecan-1 Monoclonal Antibody (Conjugate) For Flow Cytometry - P18827

품목 번호: CM0009925



소개

Human CD138/Syndecan-1 (SWISS: P18827)을 표적으로 하는 고품질의 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 엑소솜 및 막 생물학에서 세포 표면 프로테오글리칸을 연구하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD138/Syndecan-1 mAb
비고/별칭	SDC; CD138; SYND1; syndecan
종	Human
Gene ID (Human)	6382
Gene ID	6382
면역원	Human CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)의 아미노산 23-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	FC
Cross Reactivity	Human
SWISS	P18827
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백