

유세포 분석용 Anti-Human Cd138/Syndecan-1 Rabbit Monoclonal Antibody - P18827

품목 번호: CM0012725



소개

직접 유세포 분석 검출용 접합된 토끼 항-인간 CD138/Syndecan-1 단일클론 항체. 엑소솜 생합성 및 세포1-기질 상호작용에 관여하는 세포 표면 프로테오글리칸을 표적합니다. 인간 샘플에서 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD138/Syndecan-1 mAb
비고/별칭	SDC, CD138, SYND1, syndecan
종	인간
GeneID	6382 (인간)
면역원	인간 CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)의 아미노산 23-251 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P18827
단백질 분자량	32 kDa
배송	아이스백