


항인간 Cd141/트롬보모듈린 단일클론 항체(유세포분석용) - P07204

품목 번호: CM0010263



소개

유세포분석용으로 검증된 인간 CD141/트롬보모듈린에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 응고 및 염증에 관여하는 내피세포 수용체를 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD141/트롬보모듈린 mAb
비고/별칭	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
종	인간
GeneID (인간)	7056
GeneID	7056
면역원	재조합 단백질 인간 CD141/트롬보모듈린의 아미노산 19-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000352.1).
유래	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07204
단백질 중량	60kDa
배송	아이스백