


유세포분석용 항인간 Cd146 단클론 항체 () - P43121

품목 번호: CM0009829



소개

내피세포 및 흑색종 연구에서 인간 CD146/MUC18을 유세포분석으로 검출하기 위해 에 접합된 토끼 단클론 CD146 항체입니다. 체외진단(IVD) 원자재 공급이 유효합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD146 mAb
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
반응 종	인간
유전자 ID	4162
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P43121
단백질 분자량	72kDa
배송 방법	아이스백