

Anti-Human Cd150/Slam Monoclonal Antibody () For Fc - Q13291

품목 번호: CM0012259



소개

유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD150/SLAM (SLAMF1)을 타겟팅합니다. SLAM 매개 면역 신호 전달, T/B 세포 활성화 및 홍역 바이러스 수용체 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
비고/별칭	SLAM; CD150; CDw150
종(Species)	Human
GeneID	6504
면역원(Immunogen)	인간 CD150 (NP_003028.1)의 아미노산 21-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q13291
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)