


Fc (세포내)용 항인간 Cd152/Ctla-4 단클론 항체 - P16410

품목 번호: CM0005796



소개

세포내 유세포 측정(FC intra)에 적합한 고품질 토끼 항인간 CD152/CTLA-4 단클론 항체입니다. 억제성 T세포 수용체 CTLA-4를 표적으로 하며 인간 샘플에서 검증되었습니다. IVD 및 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD152/CTLA-4 mAb
비고/별칭	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
반응 종	인간
GeneID (인간)	1493
GeneID	1493
면역원	재조합 단백질 인간 CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)의 아미노산 37-162번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P16410
단백질 분자량	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
배송 방식	아이스백