

유세포 분석용 Anti-Human Cd153 단일클론 항체 - P32971

품목 번호: CM0010742

소개

인간 CD153(CD30 리간드)을 인식하는 접합 토끼
단일클론 항체. 유세포 분석에 검증됨; CD30/CD153
매개 T-세포 증식 및 면역 반응 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD153 mAb
비고/별칭	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
종	인간
유전자 ID (인간)	944
유전자 ID	944
면역원	인간 CD153 (NP_001235.1)의 아미노산 63-234 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32971
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백