

## 유세포측정용 항인간 Cd158 (Kir2Dl1/S1/S2/S3/S5) 단클론 항체 - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

품목 번호: CM0010052

### 소개

인간 CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)를 표적으로 하는 형광단백질 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정에서 검증된 이 항체는 NK 세포 수용체 프로파일링 및 면역표현형 연구를 가능하게 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 토끼 항인간 CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb                        |
| 비고/별칭       | NKAT9; CD158G ; CD158A ; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5         |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 3810/3808/3806/3802/100132285                                 |
| 유전자 ID      | 3810/3808/3806/3802/100132285                                 |
| 면역원         | 인간 CD158 (NP_055327.1)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | 유세포측정 (FC)                                                    |
| 교차 반응성      | 인간                                                            |
| SWISS       | Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626                            |
| 단백질 분자량     | 34kDa                                                         |
| 배송          | 아이스 팩                                                         |