

유세포측정용 항인간 Cd158A/Kir2Dl1 단클론 항체 () - P43626

품목 번호: CM0010660



소개

인간 CD158a/KIR2DL1 (p58.1, NKAT1)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정(FC)에서 검증되었으며, NK 세포 억제, 면역 체크포인트 및 수용체 신호 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD158a/KIR2DL1 mAb
비고/별칭	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR22L; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
종	인간
유전자 ID	3802
면역원	인간 CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P43626
단백질 분자량	38kDa/41kDa
배송 방식	아이스백