

유세포분석용 항인간 Cd15/Ssea-1 단일클론 항체 - P22083

품목 번호: CM0008097

소개

유세포분석용 마우스 항인간 CD15/SSEA-1 단일클론 항체. 인간 세포의 Lewis X 항원(CD15)을 인식하며, 단백질 분자량은 약 59 kDa입니다. 백혈구 면역표현형 분석 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 항인간 CD15/SSEA-1 mAb
비고/별칭	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
종	인간
유전자 ID(인간)	2526
유전자 ID	2526
면역원	합성 펩타이드 인간 CD15/SSEA-1에서 유래한 합성 펩타이드
유래	마우스
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P22083
단백질 분자량	59 kDa
배송	아이스팩