


유세포 분석용 항인간 Cd166/Alcam 단클론 항체 - Q13740

품목 번호: CM0009061



소개

인간 CD166/ALCAM(SWISS: Q13740)을 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. T세포 활성화, 세포 부착 및 조혈 연구를 포함한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD166/ALCAM mAb
비고/별칭	MEMD; CD166
종	인간
GeneID (인간)	214
면역원	인간 CD166/ALCAM의 아미노산 28-526 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001618.2)
공급원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q13740
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩