


유세포분석용 인간 Cd166/Alcam 단일클론 항체 - Q13740

품목 번호: CM0011733



소개

유세포분석(FC)에 대해 검증된 토끼 항-인간 CD166/ALCAM 단일클론 항체입니다. 인간(Human)과 반응합니다. 재조합 면역원입니다. T세포 활성화 및 줄기세포 연구의 마커인 ALCAM/CD166을 인식합니다. 면역세포 부착 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD166/ALCAM mAb
비고/별칭	MEMD; CD166
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	214
GeneID	214
면역원(Immunogen)	인간 CD166/ALCAM (NP_001618.2)의 아미노산 28-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q13740
단백질 분자량	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)